



RollAssistbed specificaties

Frame:

- Matrasmaat 90 x 200 cm (verlengbaar naar 210 en 220 cm)
 - 10 cm verlengbaar aan hoofdeinde
 - 10 cm verlengbaar aan voeteneinde
- Rug- en beenverstelling voorzien van virtueel draaipunt
- Anti-trendelenburg en beveiligde trendelenburg (beveiligd) verstelling
- Optionele elektrische nekverstelling
- Optionele elektrische onderbeenverstelling
- Indeling bedbodem – rug 75 cm / stuit 18 cm / bovenbeen 38 cm / onderbeen 58 cm / buitenframe 10 cm
- Laagste stand bovenkant inlegraam 21 cm
- Hoogste stand bovenkant inlegraam 82 cm
- Dubbelrol wielen Ø100 mm
- Optioneel centraal remsysteem
- 15 cm tillift onderrijdbaar
- Bedgalg links en rechts te plaatsen
- Lengte instelbare triangel
- Standaard extra bevestigingspunten tbv portaal aan voeteneinde
- Linak LA40 motoren IPX-60 wasbaar
- Maximale belasting < 250 kg
- Uitneembare panelen in bedbodem tbv reinigen
- Afneembare matrasbeugels

RollAssist:

- Handmatig bedienbaar om de rolbuizen omhoog en omlaag te zetten
- Elektrisch bedienbare linker en rechter rolbuis, strekken van wentellaken en ontspannen van wentellaken
- In hoogte verstelbaar systeem van 7 tot 38 cm
- 3 hekbuizen tbv de veiligheid van de cliënt bij gebruik als bedhek
- Automatische uitschakeling na 120 sec
- Totaal gewicht systeem bedraagt 40 kg
- Minimaal en maximaal gebruikersgewicht bedraagt 40 tot 200 kg